

Link do produktu: <https://redmed.pl/rpr-carbon-agglutination-test-aglutynacyjny-kily-500-szt-p-1762.html>

RPR Carbon Agglutination Test aglutynacyjny kiły - 500 szt

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	795011
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

RPR Carbon Agglutination Test jest aglutynacyjnym niekrętkowym testem szkiełkowym do jakościowego i półilościowego wykrywania reagin osoczowych w ludzkiej surowicy. Test służy jako środek pomocniczy przy diagnozie kiły i jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernej i nieracjonalnej ich stosowania.

Reaginy (RPR) są przeciwciałami przeciwko składnikom uszkodzonej tkanki u pacjentów, którzy zostali zainfekowani przez *Treponema pallidum* – patogenem powodującym syfilis. *T. pallidum* wywołuje uszkodzenia wątroby i serca poprzez uwolnienie pewnych fragmentów tkanek. System immunologiczny reaguje wytworzeniem reagin, tzn. przeciwciał przeciwko tym fragmentom.

Agglutynacyjny niekrętkowy test szkiełkowy do jakościowego i półilościowego wykrywania reagin osoczowych w ludzkiej surowicy. Cząstki węgla, które są opłaszczane przez kompleks lipidów, aglutynują, jak tylko zostaną wymieszane z próbkami, które zawierają reaginy.

Zestaw 500 testów:

- 2 x 5 mL RPR Carbon
- 1 mL kontrola pozytywna
- 1 mL kontrola negatywna
- 63 x 8 jednorazowych szkiełek mikroskopowych
- Buteleczki dozujące, igła
- 250 mieszadełek

Do wykonania testu potrzebna jest wstrząsarka.