

Link do produktu: <https://redmed.pl/salmonella-typhi-test-kasetowy-duru-brzusznego-10-szt-p-392.html>

Zdjęcie zastępcze

Salmonella Typhi - Test kasetowy Duru brzusznego - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	1242002
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki jednostopniowy immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania *salmonelli* Typhi w ludzkich próbkach kału, który może być przydatny przy diagnozie duru brzusznego.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Wielkość opakowania:

- 10 pojedynczo zapakowanych kaset testowych
- 10 probówek z roztworem bufora ekstrakcyjnego
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: kał

Dur brzuszny także znany jako Tyfus, wywołany jest przez serotypy Typhi, występującą wyłącznie u ludzi. Jest to wysoce dostosowaną, inwazyjną chorobą systemową, u osób dorosłych i dzieci, która nie ma w ogóle powiązania z immunosupresją. Pałeczka *Salmonella Typhi* dostaje się do zanieczyszczonej wody lub żywności. Po okresie 2-3 tygodni pojawiają się pierwsze objawy takie jak: bóle i zawroty głowy, osłabienie, dreszcze i brak łaknienia. Pojawia się także gorączka, a także zdarzają się zaparcia lub biegunka. Po tygodniu od wystąpienia objawów na ciele można zaobserwować różyczkę durową. Prawidłowo leczona choroba powinna zacząć ustępować po 2 tygodniach, wówczas gorączka zaczyna spadać i znika odurzenie.