

Link do produktu: <https://redmed.pl/sensor-dexcom-cgm-rt-g4-platinum-g5-mobile-1-szt-p-1455.html>

Sensor Dexcom CGM-RT G4 PLATINUM / G5 Mobile, 1 szt

Cena	200,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Dexcom

Opis produktu

Mały sensor Dexcom do ciągłego monitorowania glikemii dla dwóch systemów CGM-RT. Sensor to jednorazowe urządzenie którego główną część przykleja się na skórę, a mała igła jest wbijana zaraz pod skórę. Elektroda odpowiada za ciągłe monitorowanie poziomu glukozy, aż do siedmiu dni.

Sensor jest częścią systemów ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom G4 PLATINUM oraz Dexcom G5 Mobile.

G4 PLATINUM

Składa się z sensora, Transmitera G4 PLATINUM i Odbiornika G4 PLATINUM.

Korzystając z systemu można w czasie rzeczywistym obserwować wartości poziomu glukozy aktualizowane co pięć minut, nawet dla siedmiu dni. Odczytywane wartości są pomocne w wykrywaniu trendów i wzorców poziomu glukozy.

G5 Mobile

Składa się z sensora, Transmitera G5 Mobile, Kompatybilnego smartfona z aplikacją lub odbiornika G5 Mobile.

System ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) Dexcom G5 Mobile to wyrób medyczny stosowany do śledzenia trendów poziomu glukozy oraz monitorowania prędkości i kierunku zmian poziomu glukozy. Na bieżąco widzisz odczyty poziomu glukozy z czujnika aktualizowane co pięć minut przez maksymalnie siedem dni.

Dane techniczne czujnika Dexcom CGM-RT

- Zakres pomiaru poziomu glukozy: 40 - 400 mg/dl
- Żywotność czujnika: Do 7 dni
- Kalibracja: Dostępny w sprzedaży glukometr
- Zakres kalibracji: 40 - 400 mg/dl
- Warunki przechowywania: Temperatura: od 2°C do 25°C; Wilgotność względna: od 0% do 95%
- Sterylizacja: Sterylizowany przez promieniowanie