

Link do produktu: <https://redmed.pl/sensor-spo2-i-tetna-m-50b-pediatryczny-klips-na-palec-p-87.html>

Sensor SpO2 i tętna M-50B- pediatryczny klips na palec

Cena	243,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	CHM50B
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Czujnik SpO2 i pulsu do pulsoksymetrów M-50B. Przeznaczony dla dzieci, od 10 do 50 kg, na palec wskazujący.

Wtyczka sensora w standardzie BCI

Urządzenie medyczne klasy IIb

Zakres pomiarowy: 70%~100%

Dokładność

- 91%-100% SpO2: ± 1 cyfra
- 70%-90% SpO2: ± 2 cyfry
- 70% SpO2: nieokreślone

Temperatura przechowywania: -20°C~+50°C

Temperatura pracy: +10°C~+50°C

Wilgotność względna: 35%~75%

Do wyboru długość 0,9 m lub 3 m.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przewodu: 0,9 metra