

Link do produktu: <https://redmed.pl/sensor-spo2-i-tetna-m-50h-pediatryczny-silikon-na-palec-p-90.html>

Sensor SpO2 i tętna M-50H - pediatryczny silikon na palec

Cena	243,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	M50H
Producent	.ChoiceMMed Europe
Producent	Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.
Podmiot Odpowiedzialny	Shanghai International Holding Corp. GmbH

Opis produktu

Sensor M-50H do pomiaru SpO2 i pulsu, przeznaczony dla dzieci poniżej 20 kg, na palec wskazujący o grubości 7 - 12 mm.

Sensor pediatryczny dla pulsoksymetrów są przeznaczone do monitorowania saturacji krwi tętniczej i tętna u dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Wtyczka sensora w standardzie BCI

Urządzenie medyczne klasy IIb

Zakres pomiarowy: 70%~100%

Dokładność

- 91%-100% SpO2: ± 1 cyfra
- 70%-90% SpO2: ± 2 cyfry
- 70% SpO2: nieokreślone

Temperatura przechowywania: -20°C~+50°C

Temperatura pracy: +10°C~+50°C

Wilgotność względna: 35%~75%

Do wyboru długość 0,9 m lub 3 m.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przewodu: 0,9 metra , 3 metry (+ 50,00 zł)