

Link do produktu: <https://redmed.pl/sensor-systemu-cgm-s7-easysense-4-szt-na-8-tygodni-p-1466.html>

Sensor systemu CGM S7 EasySense 4 szt na 8 tygodni.

Cena	1 200,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	EasySense S7
Producent	Medtrum

Opis produktu

Sensor glukozy systemu CGM - **Ciągły Monitoring Glukozy** - S7 EasySense do ciągłego monitorowania glukozy inwayjnym czujnikiem, który aplikujemy bezpośrednio w skórę. Każdy założony czujnik jest praktycznie aplikowany bez odczucia bólu, jest wodoodporny i zapewnia ciągłe odczyty glukozy przez okres minimum 14 dni.

System S7 EasySense CGM składa się z trzech części: bezprzewodowego transmitera, czujnika glukozy i aplikacji mobilnej Medtrum EasySense na urządzenia mobilne, systemy z androidem oraz iOS. Czujnik wykrywa poziom glukozy w płynie śródmiąższowym, a odczyt glukozy jest aktualizowany co 2 minuty. Dane z odczytów są zapamiętywane w pamięci transmitera, a podczas sparowania transmitera z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem przez Bluetooth, wyniki automatycznie są synchronizowane w czasie rzeczywistym.

720 odczytów glukozy dziennie

14-dniowa żywotność czujnika