

Link do produktu: <https://redmed.pl/shigella-dysenteriae-test-kasetowy-shigella-dysenteriae-typu-1-10-szt-p-519.html>

Shigella Dysenteriae - Test kasetowy Shigella Dysenteriae typu 1 - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	1262002
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki test Shigella dysenteriae jest immunochromatograficznym jednostopniowym testem do jakościowego wykrycia Shigella dysenteriae typu 1 w ludzkich próbkach kału.

Shigella dysenteriae jest bakterią którą zakażenie wywołuje rozwolnienie i bóle brzucha. Najczęściej zakażenie tą bakterią następuje drogą fekalno-oralną przez skażony pokarm i wodę lub przez kontakt bezpośredni, w tym kontakt seksualny.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę. Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia.

Wielkość opakowania:

- 10 sztuk

Próbka: kał