

Link do produktu: <https://redmed.pl/sinocare-safe-aq-ug-zestaw-startowy-glukometr-safe-aq-ug-paski-do-glukozy-50szt-paski-do-kwasu-moczowego-50szt-p-1618.html>



Sinocare Safe AQ UG Zestaw Startowy - glukometr Safe AQ UG, paski do glukozy 50szt. paski do kwasu moczowego 50szt.

Cena	159,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	SNC005+SNC020+SNC020+SNC080
Kod producenta	Safe AQ UG 50+50

Opis produktu

Zestaw Startowy Sinocare Safe AQ UG dla osób z cukrzycą i dną moczanową, podagrą, lub w ciąży. Zawiera Glukometr Safe AQ UG oraz po 50 testów kwasu moczowego i testów glukozy w krwi.

Przeznaczony do testów kwasu moczowego i glukozy przy pomocy łatwego w użyciu, pojedynczego urządzenia. Wyniki z małych próbek włośniczkowej krwi pełnej lub żyłnej krwi pełnej.

System Sinocare Safe AQ UG daje użytkownikowi możliwość określenia poziomu dwóch bio-markerów jednym urządzeniem i w tym samym czasie. Na system składa się z elektroniczne urządzenie pomiarowe, oraz paski do testów glukozy i kwasu moczowego.

Zestaw zawiera

- Urządzenie pomiarowe Safe AQ UG meter
- 50 pasków Safe AQ UG do testów kwasu moczowego
- 50 pasków Safe AQ UG do testów glukozy Safe AQ UG - 2x25 szt.
- Nakłuwacz automatyczny o regulowanej głębokości nakłucia

Monitor Safe AQ UG

Miernik z podwójną funkcjonalnością

Dokładne wyniki i praktyczna obsługa

Łatwe kodowanie

Zabezpieczenie przed niepożądanym wpływem na wynik

Automatyczny wyrzutnik pasków

Specyfikacja Safe-AQ UG:

- Test glukozy we krwi
 - Metoda badania: FAD-GDH
 - Rodzaj próbki: Obwodowa pełna krew kapilarna / pełna krew żylna
 - Próbkę krwi: 0,6 µl
 - Zakres testowy: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)
 - Czas testu: 5 s

- Test kwasu moczowego
 - Metoda badania: kwas ferrocenokarboksylowy
 - Rodzaj próbki: krew obwodowa włosniczkowa pełna / żylna krew pełna
 - Próbkę krwi: 3 µl
 - Zakres testowy: 3 - 20 md/dL
 - Czas testu: 25 s

- Pamięć: 100 wyników testu
- Bateria: 2 baterie AAA (Baterie nie są dołączone do opakowania)

Safe AQ UG analizator glukozy i kwasu moczowego w krwi

Wyniki kwasu moczowego i glukozy w domu w każdej chwili



Miejsce na
test kwasu
moczowego

Miejsce na
test glukozy



Jedno urządzenie
Dwa testy



Łatwe kodowanie



100 zapisów GLU
100 zapisów UA



Wymaga tylko
0,6 µl krwi

SAFE-AQ UG

System monitorowania glukozy i kwasu moczowego w krwi



SPECYFIKACJA

PARAMETR	TEST GLUKOZY	TEST KWASU MOCZOWEGO
Metoda testu	FAD-GDH	kwas ferrocenokarboksylowy
Rodzaj próbki	Obwodowa pełna krew kapilarna / pełna krew żylna	krew obwodowa włośniczkowa pełna / żylna krew pełna
Próbka krwi	0,6 µl	3 µl
Zakres testu	20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)	3 - 20 md/dL
Czas testu	5 sekund	25 sekund
Pamięć wyników	100 testów	100 testów
Ważność pasków	18 miesięcy	12 miesięcy

CECHY



ŁATWE KODOWANIE



ZABEZPIECZENIE PRZED
NIEPOŻĄDANYM WPŁYWEM
NA WYNIK



PODWÓJNA
FUNKCJONALNOŚĆ



DOKŁADNE WYNIKI



AUTOMATYCZNY
WYRZUTNIK PASKÓW

Duża pamięć wyników

Po 100 zapamiętanych wyników na każdy parametr, zapisywane na bieżąco.
Poznaj zmiany poziomu glukozy i kwasu moczowego w każdym czasie.



100 zapisów glukozy w krwi



100 zapisów kwasu moczowego w krwi

Opis analizatora Safe AQ UG



Certyfikaty jakości



5 autorytatywnych certyfikatów: CE, RiliBak, GMP, CFDA, ISO9001.

Testy kwasu moczowego Safe AQ UG

Paski Testowe Sinocare Safe AQ UG do określenia stężenia kwasu moczowego w krwi mają wysoką dokładność wyników i są doskonale przystosowane do samokontroli pacjentów, lub użytku profesjonalnego jako pomoc w leczeniu hiperurykემii.

Do uzyskania wyniku wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna.

Fiolka zawiera 25 pasków testowych.



- Wielkość próbki: 3 μ L
- Zakres pomiaru systemu: 181 μ mol/L~1188 μ mol/L (3,0 mg/dL~20,0 mg/dL)
- Czas badania: 25 sekund
- Odczynnik w pasku składa się z oksydazy kwasu askorbinowego, pochodnej ferrocenu, roztworu buforowego, itp.

Przechowywać paski w zakresie temperatur 1°C~30°C. Nie zamrażaj.

Nie przechowywać pasków w pomieszczeniach o wysokiej temp. lub wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.

Przechowywać nieużywane paski w oryginalnej fiolce z zakręconą zakrętką.

Testy glukozy Safe AQ UG

Paski Testowe do glukometru Safe AQ UG firmy Sinocare do pomiaru glukozy, mają wysoką dokładność wyników i są doskonale przystosowane do samokontroli osób z cukrzycą, oraz dla pracowników służby zdrowia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności przebiegu terapii.

Do uzyskania wyniku wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.



- Wielkość próbki: 0,6 µL
- Zakres badania: 20~600 mg/dL (1,1~33,3 mmol/L)
- Czas badania: 5 sekund
- Paski Testowe nie wymagają kodowania.
- Enzym FAD-GDH - Odczynnik w pasku testowym składa się z dehydrogenazy glukozy FAD, żelazicyjanku potasu, roztworu buforowego oraz stabilizatora itp.

Przechowywać paski w zakresie temperatur 1°C~30°C. Nie zamrażaj.

Nie przechowywać pasków w pomieszczeniach o wysokiej temp. lub wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.

Przechowywać nieużywane paski w oryginalnej folce z zakręconą zakrętką.

Automatyczny nakłuwacz z regulowanej głębokości nakłucia



Automatyczny nakłuwacz do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, jest przeznaczonym do wielokrotnego użycia przez jedną osobę.

Regulowana nasadka pozwalająca ustawić głębokość nakłucia zależnie od grubości skóry oraz specjalną nakładkę do pobierania krwi kapilarnej z miejsc alternatywnych takich jak przedramię, ramię, udo, łydka itd.

Wygodny kształt długopisu i mały rozmiar.

Łatwy w użyciu

Zredukowane odczucie dyskomfortu przy nakłuciu.

Jednorazowe lancety 28G Sinocare Soft Twist Lancets

Zestaw nie zawiera lancet

Opakowanie 50 sztuk

Sinocare Soft Twist 28G Lancets są przeznaczone do jednorazowego użycia przy pobieraniu krwi. Świetnie pasują do większości standardowych nakłuwaczy z regulowaną głębokością nakłucia.

Przy pomocy lancet Soft Twist uzyskuje się próbkę krwi doskonale nadającą się do badania poziomu glukozy i kwasu moczowego w krwi.