

Link do produktu: <https://redmed.pl/skin-prep-chusteczki-do-ochrony-skory-50-szt-p-1359.html>

## SKIN-PREP chusteczki do ochrony skóry - 50 szt.

### Opis produktu

Chusteczki ochronne SKIN-PREP do skóry poprawiają właściwości adhezyjne plastrów. SKIN-PREP po nałożeniu na nieuszkodzoną skórę i odparowaniu pozostawiają warstwę cienkiej błony. Ochronna warstwa między skórą a przylepcem umożliwia bezbolesne zmiany opatrunków oraz chroni przed uszkodzeniem skóry podczas zmiany opatrunków i podczas usuwania kleju.

Rozmiar chusteczki 7 x 3 cm

Opakowanie 50 chusteczek