

Link do produktu: <https://redmed.pl/statsensor-xpress-creatinine-meter-analizator-kreatyniny-mgdl-p-1796.html>



StatSensor Xpress Creatinine Meter analizator kreatyniny mg/dL

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Miernik poziomu kreatyniny StatSensor to zminiaturyzowany analizator z jednorazowymi biosensorami do oznaczania poziomu kreatyniny w próbce krwi pełnej. StatSensor Xpress Creatinine wykorzystuje opatentowaną technologię Multi-Well™.

Badanie poziomu kreatyniny StatSensor może zapobiec nieodpowiedniemu przebiegowi procedury, gdy przed zabiegiem obrazowym należy określić czynność nerek, a nie została ona jeszcze zbadana w chwili przybycia pacjenta na zabieg.

Zaprojektowany do zastosowań, które nie wymagają interfejsu danych i łączności, Xpress Creatinine zachowuje wszystkie funkcje analityczne pasków testowych StatStrip Creatinine.

Dodatkowe funkcje:

- Czarno-biały wyświetlacz LCD
- Duży wyświetlacz numeryczny (30 mm)
- Tradycyjna kontrola jakości z wartościami docelowymi przypisanymi do materiałów kontroli jakości
- Jednostki miary na podstawie zamówionego licznika (modele mg/dl lub mmol/L)
- Automatyczne wyłączanie, gdy nie jest używane
- Automatyczne rozpoczęcie wykrywania i analizy próbki
- Automatyczny licznik próbek ze znacznikiem daty/godziny do śledzenia danych

Waga: 75 g

Rozmiar: 91 mm x 58 mm x 23 mm

Przechowywanie danych:

Testy pacjentów i kontrola jakości: łącznie 400 testów (FIFO)

Łączność:

Przesyłanie danych: połączenie portu Strip z USB

Program danych: oprogramowanie do przesyłania danych oparte na Nova Microsoft-Excel

Informacje o baterii:

Typ: bateria guzikowa 3V Li

Czas zużycia baterii: Minimum 600 testów