

Link do produktu: <https://redmed.pl/stetoskop-3m-littmann-classic-iii-p-778.html>

Stetoskop 3M Littmann Classic III

Opis produktu

Stetoskop wyposażony w dwustronną głowicę z stali nierdzewnej, z większą membraną do nasłuchu dorosłych i mniejszą membraną do nasłuchu dzieci. Wysoką czułość akustyczna przekłada się na wyjątkową wydajność w trakcie ogólnych badań fizykalnych.

Littmann Classic III cechuje wysoka jakość akustyki, czułość, trwałość i komfort użytkowania. Stetoskop ma wytrzymałą i niezawodną konstrukcję wykonaną z najnowocześniejszych materiałów.

Stetoskopy Littmann są znane na całym świecie ze swojej niedoścignionej jakości. Masz pewność, że to najlepszy wybór.

To co wyróżnia Stetoskop 3M Littmann Classic III

- Przewód nowej generacji zapewnia dłuższą żywotność stetoskopu dzięki zwiększonej odporności na tłuszcze skórne oraz alkohol, a do tego jest odporny na plamy oraz nie zawiera ftalanów.
- Zintegrowana membrana z obwódką w łatwy i szybki sposób przekształca się w membranę pediatryczną w lejek.
- Łatwe w utrzymaniu czystości: otwarty lejek pozostanie wolny od brudu i zanieczyszczeń poprzez zasłonięcie go małą membraną.
- Dwutonowa membrana jest łatwa do aplikacji i czyszczenia ponieważ jej powierzchnie jest gładka
- Dwustronna głowica umożliwia zakrycie otwartego lejka w dodatkową dwutonową membranę.
- Strona pediatryczna (kiedy lejek jest przykryty) jest przydatna przy badaniu dzieci, pacjentów bardzo szczupłych, zaopatrzonych w bandaż oraz do osłuchiwania naczyń szyjnych.
- Głowica w obłym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej.
- Doskonała akustyka i wygoda dzięki opatentowanym przez 3M miękkim, samo-uszczelniającym się oliwkom.
- Wygodne kąty, anatomiczne dopasowanie liry.

Specyfikacja

Długość: 69 cm

Rodzaj oliwek: Miękkie

Technologia głowicy: Dwustronna

Waga głowicy: 82 g

Waga całkowita: 150 g

Wykonanie membrany: Epoksydowa / Włókno szklane

Średnica membrany: 43 mm

Średnica membrany pediatrycznej: 33 mm

Zapasowa membrana: Nie

Kolor przewodu

Czarny