

Link do produktu: <https://redmed.pl/strep-a-test-zanurzeniowy-paciorkowca-grupy-a-40-szt-angina-p-360.html>

Strep A - Test zanurzeniowy paciorkowca grupy A - 40 szt. angina

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL221001A
Kod producenta	221001A
Producent	nal von minden
Refundacja NFZ	Tak

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybkie immunologiczne, jednostopniowe testy zanurzeniowe służące do jakościowego wykrywania antygenów paciorkowca grupy A w próbce wymazu z gardła.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

β-hemolityczne paciorkowce grupy A są główną przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie migdałków, nieżyt gardła czy szkarlatyna. Wiadomo, że wczesna diagnoza i leczenie nieżyty gardła wywołanego przez paciorkowce grupy A pomagają złagodzić objawy oraz zmniejszyć ryzyko komplikacji, jak na przykład gorączka reumatyczna czy postreptokokowe zapalenie nerek.

Konwencjonalne metody stwierdzania tych chorób bazują na izolacji, a następnie identyfikacji organizmów, co z reguły trwa 24-48 godzin. Nowa immunologiczna technika stwierdzania paciorkowców grupy A bezpośrednio na podstawie wymazu z gardła umożliwia lekarzowi szybką diagnozę i natychmiastowe leczenie.

Diagnostyka Streptococcus z grupy A jest odpowiedzialny za większość infekcji górnych dróg oddechowych takich, jak: zapalenie migdałków, zapalenie gardła, płonica, angina, mononukleoz. Pozwala na różnicowanie infekcji wirusowej i bakteryjnej.

Zawartość opakowania:

- 40x Testy zanurzeniowe
- 40x Sterylne waciki wymazowe
- 40x Tubki ekstrakcyjne
- 2x Buteleczki z odczynnikami 1
- 2x Buteleczki z odczynnikami 2
- 1x Buteleczka kontroli pozytywnej
- 1x Uchwyt
- 1x Instrukcja użytkowania

Szczegóły testu:

- Próbką: wymaz z gardła

-
- Czas badania: 5 minut
 - Czułość: 97,6% w porównaniu do kultury agaru z krwią
 - Swoistość: 97,5% w porównaniu do kultury agaru z krwią
 - Cut-off: $1,5 \times 10^5$ zarazków / test w przypadku wszystkich testowanych odmian
 - Przechowywanie: 2°C do 30°C