

Link do produktu: <https://redmed.pl/szybki-test-kasetowy-na-koronawirusa-sars-cov-2-wykrywajacy-przeciwciala-igg-oraz-igm-opakowanie-25-szt-nakluwacze-pipety-20-l-do-krwi-z-palca-p-1587.html>



Szybki test kasetowy na koronawirusa SARS-COV-2 wykrywający przeciwciała IgG oraz IgM opakowanie 25 szt. Nakłuwacze, pipety 20 µl do krwi z palca

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	SOYCOV102
Kod producenta	COV102
Producent	Medtrum
Data Ważności	07.11.2022

Opis produktu

Szybkie testy kasetowe na koronawirusa SARS-COV-2 do użytku profesjonalnego pakowane po 25 szt. One step rapid test device 2019-nCoV IgG/IgM

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Testy Zgodne z Zarządzeniem 187/2020/DSOZ z dn. 25.11.2020 Prezesa NFZ do celów refundacji.



Testy na koronawirusa wykrywają antygeny IgG oraz IgM.

Czas wykonywania testu to 15 min.

Testy do wykonania z krwi pełnej, osocza, surowicy,

Szybki test diagnostyczny do wykrywania antygenów (IgG oraz IgM) przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w ludzkiej krwi pełnej, surowicy i osoczu. Tylko do profesjonalnego zastosowania in vitro.

Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna / surowica / osocze) to chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG oraz IgM przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza w celu stwierdzenia infekcji pierwotnych lub wtórnych wirusem SARS-CoV-2.

Kapilary 20 µl

W celu zwiększenia dokładności przeprowadzonego badania zaleca się, aby stosować do przenoszenia próbki z palca lub żyły profesjonalne kapilary - pipety o pojemności 20 µl. Użycie kapilar pozwala na szybkość poboru próbki, dokładność, wydajność i oszczędności - szczególnie w zastosowaniach, w których wymagane są ściśle określone objętości próbek jak w przypadku testów na obecność przeciwciał koronawirusa.

Kto może zakupić testy.

Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne