

Link do produktu: <https://redmed.pl/termometr-bezdotykowy-dla-dzieci-i-doroslych-pomiar-w-1-sek-p-1608.html>



Termometr bezdotykowy dla dzieci i dorosłych pomiar w 1 sek.

Cena

243,00 zł

Opis produktu

Bezdotykowy termometr na podczerwień mierzy temperaturę ciała w ciągu 1 sekundy. Doskonale przystosowany do higienicznego pomiaru u dorosłych, u dzieci i niemowlaków.

Pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym opiera się na energii podczerwonej emitowanej z czoła. Użytkownik może uzyskać szybkie wyniki przy odpowiednim ustawieniu czujnika termometru elektronicznego do czoła.

Cechy termometru medycznego na podczerwień

- Profesjonalna dokładność
- Automatyczne wyłączenie po 10 sekundach
- Higienicznie bez kontaktowy
- Ostrzeżenie gorączki
- Tryb cichy

Termometr bezdotykowy spełnia certyfikaty FDA,CE,CFDA

Parametry termometru bezdotykowego

- Wyświetlacz: ekran HD LCD
- Zakres pomiarowy i dokładność:
- Odczyt z czoła: $35-42.2^{\circ}\text{C} \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ / $95-108.0^{\circ}\text{F} \pm 0.4^{\circ}\text{F}$
- Odczyt obiektu: $0-100^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ / $32-212.0^{\circ}\text{F} \pm 2.0^{\circ}\text{F}$
- Pamięć: 20 zapisów wyników
- Jednostki temperatury: do wyboru $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
- Funkcja automatycznego wyłączania: $10\text{ s} \pm 1\text{ s}$
- Zasilanie bateryjne: AAA $\times$ 2