

Link do produktu: <https://redmed.pl/termometr-bezdotykowy-do-ucha-i-czola-aeg-ft-4925-p-282.html>



Termometr bezdotykowy do ucha i czoła AEG - FT 4925

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	AEG FT 4925
Kod EAN / GETIN	4015067500253
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Wygodny w użyciu termometr na podczerwień

Termometr do pomiaru temperatury otoczenia oraz ciała w uchu i na czole, wyświetlacz pokazuje aktualny czas a wynik pomiaru widoczny jest w ciągu kilku sekund - szybkie badanie zapewnia dokładny wynik pomiaru temperatury.

Sygnalizacja gorączki, kiedy zmierzona temperatura przekracza 38 st. celsjusza termometr emituje 3 sygnały dźwiękowe (jeden długi i dwa krótkie), a na wyświetlaczu pojawia się symbol oznaczający gorączkę

Funkcje urządzenia:

- wysoka jakość wykonania
- SZYBKI POMIAR - W 1 SEKUNDĘ
- 4 urządzenia w 1:
 - Termometr douzny
 - Termometr do czoła
 - Wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu
 - Zegar
- Precyzyjny pomiar temperatury ciała
- Zakres pomiaru[st. C] - (32-42.9)
- Łatwy w odczycie wyświetlacz LCD
- Łatwy pomiar za pomocą jednego przycisku
- Czujnik gorączki
- Komunikaty na wyświetlaczu:
 - pomiar
 - tryb skanowania
 - gorączka
 - brak gorączki
 - skala Celsjusza i Fahrenheita
 - temperatura za wysoka/ za niska
 - szybki pomiar temperatury
 - zegar
 - bateria rozładowana
 - błąd
- Wynik pomiaru w 1 sekundę
- Sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru
- Z podstawką / osłoną czujnika
- Automatyczne wyłączanie - oszczędzanie baterii
- Wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii
- Łatwość czyszczenia
- Zasilanie: bateria 3V - w komplecie