

Link do produktu: <https://redmed.pl/termometr-bezkontaktowy-omron-gentle-temp-720-p-1310.html>

Termometr bezkontaktowy OMRON Gentle Temp 720

Numer katalogowy	MC-720-E
Kod EAN / GETIN	4015672108561
Producent	Omron

Opis produktu

Szybki i dokładny termometr Omron Gentle Temp 720 umożliwia całkowicie bezkontaktowy pomiar temperatury ciała oraz otoczenia, np. mleka lub wody do kąpieli.

Termometr do bezdotykowego wykonywania pomiaru temperatury powierzchni i otoczenia. Ma ergonomiczny i nowoczesny kształt. Wyróżnia się szybkim działaniem i łatwą obsługą.

Przy używaniu Omron Gentle Temp 720 Nie ma potrzeby stosowania kapturków ochronnych na sondę.

Cechy Omron Gentle Temp 720:

- Szybki 1 sekundowy pomiar
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Sygnalizacja dźwiękowa z możliwością wyłączenia.
- Pamięć 25 pomiarów
- Pomiar w stopniach C lub F
- Odległość od powierzchni pomiaru 1-3 cm

Dane techniczne Omron Gentle Temp 720:

- Wyświetlacz: LCD
- Czujnik: Thermopile
- Pomiar w stopniach C lub F
- Pomiar temperatury ciała: dokładność $\pm 0,2$ [st.C] dla zakresu: 35,0-42,0 [st.C],
- Pomiar temperatury powierzchni: dokładność $\pm 0,3$ [st.C] dla zakresu: 22,0-42,0 [st.C],
- Pomiar temperatury pokojowej: dokładność ± 2 [st.C] dla zakresu: 10,0-42,0 [st.C],
- Wymiary: ok. 155 x 45 x 39 [mm]
- Waga: ok. 90 g (z baterią)
- Zasilanie: 3V; 1 bateria CR2032, nowa bateria wystarcza na ok. 2500 pomiarów i więcej
- Pobór mocy: 0,018W

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy WE 93/42/EWG (Dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych) i normy europejskiej EN ISO 80601-2-56:2012: wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała

Zawartość:

- Termometr Omron GT 720 (MC-720-E)

- Osłona sondy (zabezpieczenie)
- Bateria (zainstalowana)
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna