

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-antygenowy-covid-19-ag-plus-produkcji-niemieckiej-test-kasetowy-sars-cov-2-nosogardla-20-szt-p-1664.html>



Test antygenowy COVID-19 Ag PLUS produkcji niemieckiej, Test kasetowy SARS-CoV-2 , nosogardła - 20 szt

Cena	375,00 zł
Cena poprzednia	1 350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	243104N-20
Producent	Matritech GmbH
Refundacja NFZ	TAK

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Testy Zgodne z Zarządzeniem 187/2020/DSOZ z dn. 25.11.2020 Prezesa NFZ do celów refundacji.

COVID-19 Ag plus to chromatograficzny test immunologiczny z bocznym przepływem służący do jakościowego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa SARS-CoV-2 w próbkach z ludzkiego nosa, nosogardła lub gardła.

Test ten przeznaczony jest jako środek pomocniczy przy diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2.

Ma tę zaletę, że metodyka ma tylko jedną tabelkę, w której czułość i swoistość spełniają polskie wymogi do refundacji.

Oprócz tego jest to wersja PLUS – bufor jest podzielony na 20 małych ampułek. Pobieranie wymazu jest łatwiejsze – możliwy wymaz z nosa.

Test NADAL® COVID-19 Ag plus jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Procedura testowa nie jest zautomatyzowana i nie wymaga specjalnego szkolenia ani kwalifikacji.



Kto może zakupić testy.

Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne