

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-ciążowy-hcg-test-strumieniowy-25mlU/ml-10-szt-p-437.html>

Test ciążowy hCG - test strumieniowy 25mIU/ml - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	144001N-10
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test zanurzeniowy hCG jest chromatograficznym, immunologicznym testem do szybkiego stwierdzenia obecności hormonu hCG przy stężeniu od 25 mIU/ml w moczu.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, a koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon, którego stężenie rośnie zaraz po zagnieżdżeniu zapłodnionej komórki jajowej w ciele kobiety. Tak więc hCG nadaje się do szczególnie do stwierdzania ewentualnej ciąży. Oferujemy Państwu szereg testów ciążowych, które już po 7 dniach od momentu poczęcia dają szybkie i wiarygodne wyniki.

Zawartość opakowania:

- 10 pojedynczo pakowanych testów strumieniowych
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Mocz

Czas testu: 2 - 5 minut

Czułość: 100%

Swoistość: 100%

Przechowywanie: schłodzony 2-8°C albo w temperaturze pokojowej (nigdy pow. 30°C)