

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-ciazowy-hcg-test-zanurzeniowy-10-mluml-25-szt-p-426.html>

Test ciążowy hCG - Test zanurzeniowy 10 mIU/ml - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	143003
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test zanurzeniowy hCG jest chromatograficznym testem immunologicznym do szybkiego stwierdzenia obecności hormonu hCG przy stężeniu już od 10 mIU/ml w moczu. Test ma zastosowanie w wczesnym wykryciu ciąży.

Testy jakościowe pomagają postawić szybką i prawidłową diagnozę, co jest istotne do efektywnego podejmowania decyzji.

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon, którego stężenie rośnie zaraz po zagnieżdżeniu zapłodnionej komórki jajowej w ciele kobiety. Tak więc hCG nadaje się do szczególnie do stwierdzenia ewentualnej ciąży. Oferujemy Państwu szereg testów ciążowych, które już po 7 dniach od momentu poczęcia dają szybkie i wiarygodne wyniki.

Zawartość opakowania:

- 25 testów zanurzeniowych pakowanych w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Mocz

Czas testu: 5-10 minut

Czułość: 100%

Swoistość: 100%

Przechowywanie: schłodzony 2-8°C albo w temperaturze pokojowej (nigdy pow. 30°C)