

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-ciazowy-hcg-test-zanurzeniowy-10-mluml-50-szt-p-428.html>

Test ciążowy hCG - Test zanurzeniowy 10 mIU/ml - 50 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL151003
Kod producenta	151003
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Wczesny test ciążowy hCG jest jednostopniowym testem membranowym dla szybkiego wykrycia hormonu ciążowego hCG w moczu/surowicy. Test ten dostarcza optyczny, jakościowy wynik i został wytworzony dla profesjonalnego zastosowania. Test pomaga w wczesnym wykryciu ciąży.

Testy jakościowe pomagają postawić szybką i prawidłową diagnozę, co jest istotne do efektywnego podejmowania decyzji.

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon, którego stężenie rośnie zaraz po zagnieżdżeniu zapłodnionej komórki jajowej w ciele kobiety. Tak więc hCG nadaje się do szczególnie do stwierdzania ewentualnej ciąży. Oferujemy Państwu szereg testów ciążowych, które już po 7 dniach od momentu poczęcia dają szybkie i wiarygodne wyniki.

Zawartość opakowania:

- 50 testów
- 1 ulotka

Próbka:

mocz, surowica