

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-ciazowy-hcg-test-zanurzeniowy-25-mluml-50-szt-p-433.html>

Test ciążowy hCG - Test zanurzeniowy 25 mIU/ml - 50 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	151002
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test zanurzeniowy hCG jest chromatograficznym, immunologicznym testem do szybkiego stwierdzenia obecności hormonu hCG przy stężeniu już od 25 mIU/ml w moczu lub surowicy, pomaga w wczesnym wykryciu ciąży.

Testy jakościowe pomagają postawić szybką i prawidłową diagnozę, co jest istotne do efektywnego podejmowania decyzji.

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon który szczególnie nadaje się do stwierdzania ewentualnej ciąży, z łatwością można wykryć hCG w krwi lub moczu matki. Hormon jest wytwarzany, po implantacji w macicy, przez łożysko i przez zapłodnioną komórkę jajową. Jego funkcją jest, m.in. stymulowanie wytwarzania progesteronu przez ciało żółte w jajniku. Stężenie HCG wzrasta w trakcie ciąży, a w moczu można go wykryć już po 7 dniach po zapłodnieniu.

Zawartość opakowania:

- 50 pakowanych pojedynczo testów zanurzeniowych
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Mocz, surowica

Czas testu: 3-5 minut

Czułość: 100%

Swoistość: 100%

Przechowywanie: schłodzony 2-8°C albo w temperaturze pokojowej (nigdy pow. 30°C)