

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-cobas-h232-roche-cardiac-ilosciowa-troponina-t-10-szt-p-1631.html>

Test Cobas H232 - Roche Cardiac ilościowa Troponina T - 10 szt

Cena	939,60 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni

Opis produktu

Paski testowe do analizatora Cobas H232 do ilościowego oznaczenia Troponiny T we krwi. Wyniki Troponiny T stanowią pomoc we wczesnym wykrywaniu zawału mięśnia sercowego.

1 opakowanie zawiera 10 testów paskowych.

Test Troponiny T jest ważny we wspieraniu wczesnego rozpoznania ostrego zawału serca (AMI) i pacjentów o zwiększonym ryzyku śmiertelności.

Zakres pomiarowy

- 50 - 100 ng/L (półilościowe)
- 100 - 2000 ng/L (ilościowo)

Wymagana objętość próbki: 150 µl

Materiał do badania: heparynowana krew pełna żylna

Czas trwania pomiaru: 12 minut

Cobas H232 jest kardiologicznym systemem POC, który pozwala na ukierunkowaną i szybką diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego, bezpośrednio w gabinecie, izbie przyjęć lub na oddziale ratunkowym.