

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-cobas-h232-roche-cardiac-m-mioglobina-20-szt-p-1630.html>

Test Cobas H232 - Roche Cardiac M Mioglobina - 20 szt

Cena	826,20 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni

Opis produktu

Paski testowe do analizatora Cobas H232 do ilościowego oznaczania M Mioglobiny we krwi. Zastosowanie jako ważny środek pomocniczy w wykrywaniu i kontroli uszkodzenia mięśnia sercowego.

1 opakowanie zawiera 20 testów paskowych.

Test M Mioglobiny jest wczesnym markerem uszkodzeń mięśnia sercowego.

- Zakres pomiarowy: 30 - 700ng/ml
- Materiał do badania: heparynowana krew pełna żylna
- Przechowywanie w temp. 2-8 °C

Cobas H232 jest kardiologicznym systemem POC, który pozwala na ukierunkowaną i szybką diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego, bezpośrednio w gabinecie, izbie przyjęć lub na oddziale ratunkowym.