

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-cobas-h232-roche-cardiac-nt-probnp-10-szt-p-1628.html>

Test Cobas H232 - Roche Cardiac NT-proBNP - 10 szt

Cena	739,80 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni

Opis produktu

Test paskowy do analizatora Cobas H232 do ilościowego oznaczenia parametru NT-proBNP we krwi.

1 opakowanie zawiera 10 testów paskowych.

NT-proBNP należy do biomarkerów stosowanych w diagnostyce zawału serca.

Zakres pomiarowy: 60 - 9000 pg/ml

Materiał do badania: heparynowana krew pełna

Przechowywanie w temp. od 2 do 8°C

Cobas H232 jest kardiologicznym systemem POC który pozwala na ukierunkowaną i szybką diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego, bezpośrednio w gabinecie, izbie przyjęć lub na oddziale ratunkowym.