

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-nycocard-hba1c-do-nycocard-reader-ii-p-814.html>

## Test nycocard HbA1c do NycoCard Reader II



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Cena         | <b>299,70 zł</b>          |
| Dostępność   | <b>Czekamy na dostawę</b> |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>         |
| Producent    | <b>Alere</b>              |

### Opis produktu

Test do ilościowego oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w ludzkiej krwi pełnej. Do wykonania tylko z systemem NycoCard Reader II. Szybki test przeznaczony dla profesjonalnych punktów opieki medycznej.

NycoCard Reader II jest zaprojektowany do badań w punktach opieki zdrowotnej. Pracownicy służby zdrowia w przychodniach, gabinetach lekarskich, klinikach i szpitalach mają możliwość uzyskania dokładnych wyników ilościowych w ciągu kilku minut w trakcie pierwszego kontaktu z pacjentem.

Test NycoCard wygodnie dostarcza wiarygodnych wyników HbA1c (hemoglobiny glikowanej) w każdym miejscu i czasie, gdzie tylko będzie to potrzebne. Konsultacje z pacjentem można przeprowadzić z pewnością wyników.

Czas testu wynosi 3 minuty

Brak interferencji z wariantami Hb

Natychmiastowy wynik w trakcie konsultacji pacjenta

Można przeprowadzać krótkie serie testów, idealne dla małych laboratoriów

Pomiar stężenia hemoglobiny glikowanej (z HbA1c) jest kluczem do leczenia pacjentów z cukrzycą. HbA1c służy do monitorowania długoterminowej kontroli glikemii, dostosowanie terapii i przewidzieć ryzyko rozwoju późnych powikłań.

### Prosta procedura testowa

- Próbkę rozcieńczyć i poddać lizie
- Nałożyć próbkę na test
- Zastosuj roztwór płuczący
- Odczytać wynik z NycoCard Reader II

### Specyfikacja:

- Wykonanie badanie w 3 minut,
- Zasada testu powinowactwa boronianu
- Zakres pomiaru: 7-18 g/dL (HbA1c (%): 3-18; HbA1c (mmol/mol) 20-140),
- Precyzyjne - CV w obrębie laboratorium
- Mała objętość próbki krwi - tylko 5 µL,
- Próbką może być krew pełna żylna lub kapilarna - z opuszka palca,
- Gotowa do użycia dwu poziomowa kontrola,
- Idealny do natychmiastowych serii pomiarów w warunkach pierwszego kontaktu z pacjentem.

NycoCard HbA1c jest odniesiona do metody referencyjnej IFCC dla HbA1c. Kalibracja NycoCard HbA1c jest monitorowana przy użyciu materiałów odniesienia z laboratoriów IFCC Network.

Test jest przeznaczony do wyłącznego stosowania z czytnikiem NycoCard Reader II Demo