

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-sars-cov-2-igg-igm-systemu-mlabs-diagnostyka-poct-25szt-p-1740.html>

Test SARS-CoV-2 IgG-IgM Systemu mLabs – diagnostyka POCT – 25szt.

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	M101-091060
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Odczynnikowy, mikro-przepływowy wkład kasetowy systemu mLabs® do jakościowego oznaczenia SARS-CoV-2 IgG-IgM w krwi pełnej lub osoczu. Czułe testy na miejscu w punkcie opieki medycznej. Szybka ocena pod kątem zatorowości płucnej lub zakrzepicy żył głębokich.

Zestaw 25 testów do analizatora mLabs®

Zakaźny szczep koronawirusa SARS-CoV-2, wywołuje chorobę COVID-19. Choroba rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową, poprzez kaszel i kichanie występujące u osób zakażonych.. Początkowo choroba może nie wykazywać wielu objawów, albo też wystąpić może gorączka, kaszel, brak tchu, bóle mięśniowe i uczucie zmęczenia. W dalszej fazie rozwoju choroby pojawić się może zapalenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej.

Przeciwciała IgM i IgG są wytwarzane w ciągu 3 do 7 dni po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, dzięki czemu mogą służyć jako marker diagnostyczny na wczesnym etapie wykrywania choroby.

Oznaczenie przeciwciał IgM oraz IgG skierowanych przeciwko SARS-CoV-2 w krwi ludzkiej można traktować jako dodatkową metodę badań przesiewowych choroby COVID-19 na jej wczesnym etapie.

System mLabs®

System mLabs® to platforma diagnostyczna do szybkich testów immunologicznych, oparta na nowoczesnych technologiach mikro przepływowych i zaawansowanym wykrywaniu fluorescencji. Obejmuje nowoczesny wielofunkcyjny analizator i jednorazowe wkłady mikro przepływowe.

Analizator mLabs® wykorzystuje testy z opatentowaną technologią Mikroprzepływową immunofluorescencyjną, która dokładnie kontroluje warunki reakcji i czas pełnego wymieszania próbki oraz zapewnia większą precyzję i czułość uzyskanych wyników.

Łatwy w użyciu - obsługa ekranu dotykowego

Szybki - wyniki ilościowe w mniej niż 8 minut

Prosta procedura - badanie próbki krwi pełnej, nie jest wymagana wirówka ani sprzęt laboratoryjny; dopuszczalne użycie osocza.

Precyzyjne -% CV przy odcięciu ~ 8%

Specyfikacja Testów Covid-19 Ab mLabs®

- Rodzaje próbek: Krew pełna lub Osocze
- Objętość próbki: 250 µl
- Pomiar: jakościowy
- Czas do otrzymania wyniku: 4~8 minut

Producent



Strona producenta www.monitorINR.com