

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-tsh-25op-analizator-poct-fia8000-p-1198.html>

Test TSH 25/op- analizator POCT FIA8000

Cena	345,60 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GPCG1024
Kod producenta	CG1024
Producent	Getein Biotech.Inc

Opis produktu

Hormon tyreotropowy (TSH) jest głównym regulatorem wzrostu komórek tarczycy i syntezy i sekrecji hormonów tarczycy. Produkowana jest w przednim płacie przysadki mózgowej, jej obecność powoduje zwiększenie masy tarczycy, zwiększenie przepływu krwi przez ten narząd oraz nasilenie produkcji i wydzielania hormonów tarczycy: tyroksyny i trójodotyroniny.

Zestaw 25 testów do analizatora immunochromatograficznego FIA8000. Zastosowanie w placówkach medycznych do szybkich badań na miejscu.

Przeznaczenie

Oznaczenie poziomu tyreotropiny we krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym, przesiewowym, prognozowaniu i ocenie prawidłowości funkcjonowania tarczycy.

Znaczenie w diagnostyce

Oznaczenie TSH jest czułym biomarkerem funkcji podwzgórze-przysadka-tarczyca. W przypadku zmian w tarczycy jest szybsze i bardziej znaczące niż oznaczenie hormonów tarczycy.

Parametry:

- Zakres pomiaru: 0,05 μ U/ml ~ 50.00 μ U/ml
- Dolna granica detekcji: 0,05 μ U/mL
- Precyzja w ramach cyklu: $\leq 10\%$
- Precyzja międzybiegów: $\leq 15\%$
- Powtarzalność: $\leq 10\%$

Zestaw zawiera:

- 25 Kart testowych TSH w zamkniętym etui ze środkiem osuszającym
- 25 Pipet jednorazowych
- Instrukcja użytkownika
- Karta SD
- Bufor krwi pełnej