

Link do produktu: <https://redmed.pl/tester-do-transmitera-guardian-connect-2-szt-ciagle-monitorowanie-glikemii-p-1453.html>



Tester do Transmitera Guardian Connect - 2 szt - ciągłe monitorowanie glikemii

Cena	200,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Medtronic

Opis produktu

Tester jest używany do testowania transmitera Guardian Connect, aby upewnić się, że funkcjonuje poprawnie.

Jest również używany jako wymagany komponent do czyszczenia nadajnika.

Zestaw zawiera 2 szt.