

Link do produktu: <https://redmed.pl/tester-transmitera-pomp-insulinowych-minimed-paradigm-p-1417.html>

Tester transmitera pomp insulinowych MiniMed, Paradigm

Cena	99,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Medtronic

Opis produktu

Tester sprawdzający szczelność transmitera Medtronic do pomp MiniMed 640G, Paradigm Real-time, MiniMed Veo

Tester jest niezbędny do czyszczenia transmitera. Tester służy do sprawdzania, czy nadajnik działa prawidłowo.

Poprawne podłączenie testera do nadajnika umożliwia zabezpieczenie styków złącza transmitera przed kontaktem z płynami, które mogą powodować korozję styków złącza i doprowadzić do nieprawidłowego działania transmitera.