

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-crp-do-analizatora-mlabs-20-szt-test-ilościowy-precyzyjny-refundowany-nfz-p-1736.html>



Testy CRP do analizatora mLabs 20 szt, test ilościowy, precyzyjny refundowany NFZ

Cena	199,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MPM101-091015
Kod producenta	M101-091015
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Refundacja NFZ	Tak
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Odczynnikowy, mikro-przepływowy wkład kasetowy systemu mLabs® do oznaczenia CRP - białka C-reaktywnego w krwi pełnej lub osoczu. Czułe testy na miejscu w punkcie opieki medycznej. Szybka ocena pod kątem zatorowości płucnej lub zakrzepicy żył głębokich.

Metoda immunologiczna typu Sandwich.

Opakowania zawiera 20 testów CRP

Typ próbki

Krew włośniczkowa, Krew pełna, Surowica, Osocze

Wymagana wielkość próbki

15 µL

Zakres wyników CRP

1-200 µg/mL

Czas uzyskania wyniku

5 minut

Białko CRP (białko C-reaktywne) jest niespecyficznym białkiem fazy ostrej, które jest formowane w wątrobie.

CRP ma zastosowanie w diagnostyce bakteryjnych chorób infekcyjnych oraz procesów zapalnych. Wartości CRP w przypadku infekcji wirusowych nie narastają w ten sam sposób, co z infekcjami bakteryjnymi. Pozytywny wynik testu wskazuje na obecność, nie przyczynę, ostrej reakcji zapalnej. Synteza CRP jest inicjowana przez kompleks immuno-antygenowy, bakterie, grzyby oraz urazy.

System mLabs®

System mLabs® to platforma diagnostyczna do szybkich testów immunologicznych, oparta na nowoczesnych technologiach mikro przepływowych i zaawansowanym wykrywaniu fluorescencji. Obejmuje nowoczesny wielofunkcyjny analizator i jednorazowe wkłady mikro przepływowe.

Analizator mLabs® wykorzystuje testy z opatentowaną technologią Mikroprzepływową immunofluorescencyjną, która dokładnie kontroluje warunki reakcji i czas pełnego wymieszania próbki oraz zapewnia większą precyzję i czułość uzyskanych wyników.



Łatwy w użyciu - obsługa ekranu dotykowego
Prosta procedura - badanie próbki krwi pełnej, nie jest wymagana wirówka ani sprzęt laboratoryjny; dopuszczalne użycie osocza.
Precyzyjne -% CV przy odcięciu

Producent

Strona producenta www.monitorNR.com