

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-do-glukometru-gmate-wheel-50szt-firmy-philosys-p-905.html>

Testy do glukometru Gmate WheelL 50szt. firmy Philosys

Cena	33,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	8809301161012

Opis produktu

Testy do glukometru Gmate WheelL 50szt. firmy Philosys.

Paski testowe do glukometrów Gmate do ilościowego pomiaru stężenia glukozy we krwi. Kontrola glikemii osób z cukrzycą.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Testy Gmate współpracują z glukometrami:

- [Gmate WheelL](#).
- [Gmate Smart](#).
- [Gmate Mini](#).
- [Gmate Step](#).

Używając pasków Gmate nie występuje interferencja z maltozą i galaktozą dzięki zastosowaniu metody GOD (oksydaza glukozy).

Możliwe jest alternatywne miejsca badania (AST) czyli, można wykonać pomiar poziomu glukozy pobierając krew z innego miejsca niż opuszek palca.

Paski kodują się automatycznie na glukometrze. Nie trzeba samodzielnie wprowadzać kodu pasków, ani nie potrzeba dodatkowego elementu.

Cechy pasków testowych:

- Objętość próbki krwi: 0,5 µL
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dL
- Kalibracja: Równoważny do osocza
- Dokładność zgodna z normą ISO 15 197

Producent: Philosys