

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-do-glukometru-onetouch-select-50szt-firmy-lifescan-p-892.html>

Testy do glukometru OneTouch Select 50szt. firmy Lifescan

Cena	37,50 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	4030841213921

Opis produktu

Testy do glukometru OneTouch Select 50szt. firmy Lifescan. Paski testowe do pomiaru glukozy w krwi do glukometrów, przeznaczone są do samodzielnej kontroli glikemii.

Działają z glukometrami OneTouch Select®, służącymi do ilościowego pomiaru glikemii w świeżo pobranej z naczyń włosowatych próbce krwi.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych w 2 fiolkach po 25.

Specyfikacja pasków testowych

- Szybki pomiar – wyniki w 5 sekund
- Kanalik na krawędzi paska automatycznie absorbuje krew
- Możliwość dotyknięcia pasków testowych bez negatywnego wpływu na pomiar.
- System OneTouch® Select® zapewnia wyniki skalibrowane do osocza, porównywalne z wynikami laboratoryjnymi.

Producent: Lifescan