

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-do-glukometru-optium-xido-neo-50szt-firmy-abott-diabetes-care-p-1157.html>



Testy do glukometru Optium Xido Neo 50szt. firmy Abott Diabetes Care

Cena	40,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5021791707249

Opis produktu

Testy do glukometru Optium Xido 50szt. firmy Abott Diabetes Care

Paski testowe do glukometrów [Optium Xido Neo](#), przeznaczone są do monitorowania poziomu stężenia glukozy w krwi, samodzielnie i warunkach domowych.

Mogą być również stosowane w systemie [FreeStyle Libre](#).

Opakowanie zawiera 50 indywidualnie opakowanych pasków testowych.

Prosta obsługa: wystarczy włożyć pasek pomiarowy do glukometru, a następnie nałożyć na niego próbkę pełnej krwi włosiczkowej. Wynik na glukometrze pojawia się błyskawicznie – zazwyczaj w ciągu kilku sekund.

Paski wyłącznie do użytku zewnętrznego przez jedną osobę.

Paski mają wbudowany czujnik minimalnej objętości próbki krwi. Możliwość „dokroplenia” próbki krwi. Druga kropla krwi może być nałożona w ciągu 5 sekund, jeśli pierwsza jest zbyt mała, żeby rozpocząć pomiar.

Próbka krwi może być nałożona na pasek testowy od góry lub od końca.

Cechy pasków testowych Optium Xido

- Metoda pomiaru: Biosensoryczna, amperometryczny czujnik elektorchemiczny
- Wielkość próbi krwi: 0,6 µl
- Jednostka miary mg/gł (miligramy na decylitr)
- Zakres pomiaru 20-500 mg/dl (1,1-27,8 mml/l)
- Enzym: Dehydrogenaza glukozy

Przechowywać w temperaturze: od 4°C do 30°C.

Producent: Abott Diabetes Care