

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-do-glukometru-vivachek-ino-50szt-firmy-vivachek-ino-laboratories-p-919.html>



Testy do glukometru VivaChek Ino 50szt. firmy VivaChek Ino Laboratories

Cena	33,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	5907814464934

Opis produktu

Testy do glukometru VivaChek Ino 50szt. firmy VivaChek Ino Laboratories

Paski testowe przeznaczone dla [glukometru VivaChek Ino](#), do monitorowania poziomu stężenia glukozy w krwi, samodzielnie i warunkach domowych.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych w 2 fiolkach po 25.

Testy są do samodzielnego kontrolowania glikemii zawierają 8 elektrod i są łatwe do napełnienia. Każda partia jest automatycznie kodowana podczas produkcji, aby paski za każdym razem uzyskiwały wiarygodne wyniki.

Każde opakowanie pasków testowych VivaChek Ino zawiera 2 szczelne zamknięte fiolki zawierające po 25 testów. Fiolka jest stabilna, aż do daty ważności wydrukowanej na etykiecie lub po 6 miesiącach od jej otwarcia, w zależności od tego, która data jest najwcześniejsza.

Kompensowanie ekstremalnych wahań hematokrytu, temperatury i wilgotności powietrza dzięki unikatowemu algorytmowi. System VivaChek Ino nadaje się zarówno do samodzielnego badania, jak i do profesjonalnego zastosowania w placówkach medycznych.

Cechy pasków testowych VivaChek Ino:

Funkcja „No coding” – numeru testu nie trzeba kodować w glukometrze.

Wielkość próbki krwi: 0,5 µl

Zakres hematokrytu 20-70%

Temperatura pomiaru: 5 do 45 ° C

Producent: VivaChek Ino Laboratories