

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-paskowe-do-glukometru-care-sens-n-50szt-firmy-willcare-p-899.html>

Testy paskowe do glukometru Care Sens N 50szt. firmy Willcare

Cena	35,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	8809126640358

Opis produktu

Testy paskowe do [glukometru Care Sens N](#) 50szt. firmy Willcare mają zastosowanie w samodzielnym pomiarze stężenia glukozy z próbce krwi włosniczkowej.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych.

Paski testowe przeznaczone wyłącznie dla glukometru Care Sens N, wykorzystują metodę pomiarową GOD która daje prawdziwy wynik pomiaru, który nie uwzględnia innych cukrów wpływających na zawyżanie wyników badania poza glukozą.

CareSens N mają technologię „No Coding”- eliminuje konieczność ręcznego kodowania, co sprawia, że korzystanie z glukometru staje się jeszcze łatwiejsze.

Testy paskowe samoczynnie zasysają próbkę krwi, dzięki którym pomiar wykonuje się bardzo szybko i wygodnie, a przede wszystkim higienicznie.

Cechy pasków testowych Care Sens N:

- Rozmiar próbki 0,5µl krwi
- Zakres pomiaru: 20-600mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L)
- Czas analizy: 5 sekund
- Kalibracja: odpowiednia dla osocza krwi

Producent: Willcare