

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-qlabs-12-szt-do-kontroli-inr-pt-do-q1-q2-q3-z-wbudowana-kontrola-jakosci-pakowane-indywidualnie-p-809.html>



## Testy qLabs 12 szt. do kontroli INR PT do Q1 Q2 Q3 z wbudowaną kontrolą jakości, pakowane indywidualnie.

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Cena                   | <b>199,80 zł</b>                            |
| Cena poprzednia        | <b>229,50 zł</b>                            |
| Dostępność             | <b>Dostępny</b>                             |
| Czas wysyłki           | <b>dzień roboczy do 13:00</b>               |
| Numer katalogowy       | <b>MPQS-1-12</b>                            |
| Kod producenta         | <b>QS-1-12</b>                              |
| Producent              | <b>.Micropoint Biotechnologies Co.,</b>     |
| Data ważności testów:  | <b>21-07-2025</b>                           |
| Producent              | <b>Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.</b> |
| Podmiot Odpowiedzialny | <b>Obelis S.A.</b>                          |

### Opis produktu

#### **UWAGA !!!**

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

**Więcej opakowań kupujesz, większy rabat otrzymujesz.**

Jednorazowe, indywidualnie pakowane paski testowe do pomiaru PT/INR dla analizatora qLabs® Q-1. Nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego określania wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca. Zastosowana nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników. Paski testowe przeznaczone są do samodzielnej kontroli gęstości krwi przez pacjenta.

Micropoint qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. System qLabs® Q-1 oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego. Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej.

Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu qLabs® Q-1, zabezpiecza przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

#### Pasek testowy qLabs® Q-1

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbką: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s.


Opakowanie zawiera:

- 12 pasków testowych qLabs® Q-1 PT/INR
- Polska instrukcja obsługi

Każdy pasek testowy zawiera:


- Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.  
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.



**Uwaga:** Paski testowe są zawsze dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 12, 24 lub 48 szt.

GRATIS!



Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepności krwi.**

Zwrot konsumentki: **Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Nieotwierane, nieużywane produkty możesz zwrócić w ciągu 14 dni na odsyłając na własny koszt.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Nakłuwacze INR:** ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G, 1.8mm 10 szt. [HTL7006-10] PROMO (+ 5,40 zł )

Producent

Strona producenta [www.monitorINR.com](http://www.monitorINR.com)