

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-siemens-clinitest-rapid-covid-19-influenza-antigen-grypa-ab-20szt-p-1777.html>



Testy Siemens Clinitest Rapid COVID-19 + Influenza Antigen Grypa A/B - 20szt./op.

Cena	457,98 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	11644606
Producent	Siemens Healthineers

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Siemens Clinitest Rapid COVID-19 + Influenza Antigen Test przeznaczony jest do jakościowego wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2 oraz antygenów wirusa grypy (typ A/B) z jednej próbki i za pomocą jednej kasety testowej. Jednoczesne badanie w kierunku COVID-19 oraz grypy pozwala oszczędzić czas, jest niezwykle ekonomiczne i ułatwia diagnostykę. Test należy wykonać z próbki wymazu z jamy nosowo-gardłowej.

Charakterystyka produktu Siemens Clinitest Rapid COVID-19 + Influenza Antigen Test

- Do wykrywania antygenów COVID-19 i grypy typu A/B
- Z wymazu z jamy nosowo-gardłowej
- Szybka i łatwa procedura testowa
- Doskonały do placówek medycznych
- 1 opakowanie zawiera 20 testów



Wynik testu można odczytać już po upływie 15 minut w sposób wizualny, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania testu, czyli kasety testowe, wymazówki itp., wchodzi w skład zestawu. Ze względu na szybką i łatwą procedurę testową ten test antygenowy doskonale sprawdzi się w gabinecie lekarskim, szpitalu czy innym miejscu opieki nad pacjentem.

Prosimy zauważyć, że test Siemens Clinitest Rapid COVID-19 + Influenza Antigen Test mogą przeprowadzać wyłącznie przeszkoleni profesjonaliści medyczni i że produkt nie podlega prawu do zwrotu ani do wymiany.

Szczegóły produktu

- Test immunochromatograficzny do profesjonalnej diagnostyki in vitro
- Do jakościowego, różnicującego wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2 i wirusa grypy A/B
- Materiał do badania: wymaz z jamy nosowo-gardłowej
- Odczyt wyniku możliwy już po upływie 15 minut
- Łatwa interpretacja wyniku testu
- Do przeprowadzenia testu nie potrzeba dodatkowych instrumentów czy urządzeń
- Rzetelna kontrola poprawności wykonania testu (linia kontrolna)
- Brak reaktywności krzyżowej z innymi wirusami
- Środek pomocniczy do diagnozowania infekcji wirusem COVID-19 lub grypą
- Doskonały do diagnostyki Point-of-Care np. w gabinecie medycznym lub szpitalu
- Posiada certyfikat CE
- Test należy przechowywać i przeprowadzać w temperaturze pokojowej (15-30°C)
- 1 opakowanie zawiera 20 testów

Charakterystyka

	COVID-19	Grypa typu A	Grypa typu B
Czułość	98,32%	88,57%	87,10%
Specyficzność	99,60%	97,78%	97,87%
95%-KI (czułość)	94,06% - 99,80%	73,26% - 96,80%	70,17% - 96,37%
95%-KI (specyficzność)	98,83% - 99,92%	92,20% - 99,73%	92,50% - 99,74%

Skład zestawu

- 20 kaset testowych
- 20 sterylnych wymazówek
- 20 probówek ekstrakcyjnych i zatyczek
- 1 statyw na probówki ekstrakcyjne
- 2 buteleczki roztworu buforowego
- 1 ulotka informacyjna