

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-u5b-do-kontroli-w-moczu-glukozy-ph-bialka-krwi-ketony-100szt-p-569.html>



Testy U5B do kontroli w moczu Glukozy, pH, Białka, Krwi, Ketony 100szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL41050-L
Kod producenta	41050-L
Kod EAN / GETIN	4250387305922
Producent	nal von minden

Opis produktu

Paski do analizy moczu U5B – Glukoza, pH, Białko, Krew, Ketony

Specjalistyczne, wysokoczułe testy paskowe służące do badania w moczu glukozy, pH, białka, Krwi oraz Ketony, są łatwym i nowoczesnym narzędziem wspomagającym diagnostykę medyczną. Pozwalają uzyskać szybkie informacje o stanie moczu, jak i patologicznych zmianach w organizmie.

Paski zawierają różne pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo wykryć aż 5 parametrów zawartych w moczu. W celu uzyskania wyniku badania należy porównać uzyskany kolor na pasku ze skalą na opakowaniu.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

W opakowaniu jest 100 sztuk pasków. Każdym testem wykonamy dokładny pomiar 5 parametrów takich jak:

- Glukoza,
- pH,
- Białko,
- Krew,
- Ketony

Oznaczenie rodzaju testu do badania moczu w zależności od badanego parametru.

>>

Parametr	<u>UG</u>	<u>UGP</u>	<u>U2</u>	<u>U3</u>	<u>U4</u>	<u>U5B</u>	<u>U8SG</u>	<u>U10SL</u>	<u>11M</u>	<u>U13</u>
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X
Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciepota właściwa							X	X	X	X
Urobilino								X	X	X



gen
