

Link do produktu: <https://redmed.pl/transmitter-guardian-2-link-p-1342.html>

Transmitter Guardian 2 Link

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

Medtronic

Opis produktu

Transmitter Guardian™ 2 Link jest jednym z elementów systemów ciągłego monitorowania glikemii. Jest on połączony z czujnikiem glukozy i bezprzewodowo wysyła odczyty stężenia glukozy do pompy insulinowej MiniMed® 640G. Urządzenie jest bardzo małe, ale pozwala odczuć ogromną różnicę.

Transmitter Guardian™ 2 Link ma wielkość monety pięciozłotowej i doskonale gładką powierzchnię. Idealnie przylega do ciała i nie tworzy wypukłości na ubraniu. Bezprzewodowe przesyłanie oznacza, że urządzenie działa dosłownie w każdym miejscu na ciele i pod dowolnym ubraniem.

Nie trzeba zdejmować transmitera i sensora w czasie pływania, kąpieli i pod prysznicem, ponieważ jest całkowicie wodoszczelne.

W przypadku utraty połączenia z czujnikiem, przekaźnik przechowa dane aż do 10 godzin; ukażą się one na wyświetlaczu po ponownym połączeniu z pompą.

Transmitter należy naładować przed każdym użyciem wkładając od do ładowarki. Czas pracy naładowanego transmitera to minimum 6 dni. Proces ładowania całkowicie rozładowanego transmitera może trwać do 1 godziny.

- Wymiary: 3,5 × 2,8 × 0,7 cm
- Masa: ~ 7 g

Producent: Medtronic