

Link do produktu: <https://redmed.pl/transmitter-minilink-p-1344.html>

## Transmitter MiniLink

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cena       | <b>1 000,00 zł</b>        |
| Dostępność | <b>Czekamy na dostawę</b> |
| Producent  | <b>Medtronic</b>          |

### Opis produktu

Transmitter MiniLink™ przesyła dane z sensora do pompy insulinowej, jest częścią Systemu Paradigm® 722 lub Veo. Jest tak mały, a sprawia tak wielką różnicę w komforcie życia.

Malutki

Bardzo lekki

Ma ergonomiczny kształt, by nie kępować Twoich ruchów - nie szczypie, nie ciągnie ani nie kłuje

Mała powierzchnia do przyklejania - mniej więcej wielkości znaczka pocztowego

Transmitter MiniLink™ ma wyjątkowo gładką powierzchnię i jest bardzo cienki. Praktycznie płasko przylega do skóry nie tworząc znacznego zgrubienia. Jest bezprzewodowy – działa w zasadzie w każdym miejscu na ciele, pod każdym rodzajem ubrania.

Możesz nosić sensor i transmitter podczas kąpieli, pod prysznicem czy podczas pływania. Całkowicie wodoodporny, może być zanurzony do głębokości 2,4 m na czas do 30 minut.

W celu długotrwałego użytkowania oraz dla większej wygody, transmitter MiniLink™ można ładować. Szybkie 20-minutowe ładowanie zapewnia nieprzerwane działanie nawet przez 3 dni. Pełne ładowanie zapewnia nieprzerwane korzystanie z transmitera nawet do 14 dni.

Producent: Medtronic