

Link do produktu: <https://redmed.pl/transmitter-systemu-cgm-s7-easysense-na-3-miesiace-p-1467.html>

## Transmitter systemu CGM S7 EasySense na 3 miesiące.

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cena       | <b>499,00 zł</b>          |
| Dostępność | <b>Czekamy na dostawę</b> |
| Producent  | <b>Medtrum</b>            |

### Opis produktu

Bezprzewodowy Transmitter systemu S7 EasySense CGM do ciągłego monitorowania glukozy, to małe urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest połączenie się z sensorem i przesyłanie z niego danych do urządzenia mobilnego z dedykowaną aplikacją.

Wyniki z sensora są aktualizowane co 2 minuty.

Zawiera wbudowaną baterię, która może działać przez 3 miesiące.

Brak ryzyka utraty danych.

Automatycznie rejestruje i całkowicie przesyła dane.