

Link do produktu: <https://redmed.pl/triage-troponin-i-25-szt-op-p-1185.html>

Triage Troponin I (25 szt./op.)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	98600EU
Producent	Quidel

Opis produktu

Triage Cardiac Panel to szybki test immunologiczny dla punktu medycznego do zastosowania z analizatorem Triage. Test służy do szybkiego określenia poziomu troponiny I w próbce krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA. Może być używany jako pomoc w diagnostyce mięśnia sercowego.

Troponiny to białka, które są składnikiem komórek mięśniowych. Są niezbędne do prawidłowego skurczu mięśnia. Troponina I jest złotym standardem wykrywania martwicy mięśnia sercowego o różnym stopniu rozległości i zaawansowania, której główną przyczynę stanowią ostre zespoły wieńcowe.

Cechy

- Wyniki w 20 min.
- Wykorzystuje próbkę krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA.
- Dostarcza istotnych informacji diagnostycznych do różnicowania ostrego zawału serca od innych nieprawidłowości pracy serca.
- Ma niemalże idealną wartość NPV 99,9% (predykcja wyników ujemnych), która pozwala na szybkie wykluczenia.
- Ma potencjał, aby zmniejszyć długość pobytu na izbie przyjęć i skrócić czas potrzebny na realizację badań.
- Ma potencjał do zwiększenia liczby pobytów trwających krócej niż 24 godziny (zmniejsza ilość niepotrzebnych pobytów).
- Może poprawić wyniki kliniczne, ekonomiczne i operacyjne.
- Potrzebuje próbki wielkości 225 µL.

Parametry

- Troponina I (ng/mL)