

Link do produktu: <https://redmed.pl/tsh-test-kasetowy-hormonu-tyreotropowego-25-szt-p-397.html>

Zdjęcie zastępcze

TSH - Test kasetowy hormonu tyreotropowego - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL580005N-25
Kod producenta	580005N-25
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test TSH jest immunochromatograficznym testem typu Lateral Flow do jakościowego oznaczania hormonu stymulującego tarczycę (thyroid-stimulating hormone, TSH) w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernego i nieracjonalnego ich stosowania.

U człowieka Tyreotropina (hormon tyreotropowy, TSH) produkowana jest w przednim płacie przysadki mózgowej, jej rolą jest regulowanie funkcji hormonalnych tarczycy, jej obecność powoduje zwiększenie masy tarczycy, zwiększenie przepływu krwi przez ten narząd oraz nasilenie produkcji i wydzielania hormonów tarczycy: tyroksyny i trójiodotyroniny.

Oznaczenie poziomu tyreotropiny we krwi jest podstawowym badaniem sprawdzającym prawidłowość funkcjonowania tarczycy.

Wartości referencyjne dla TSH wahają się w zakresie od 0,4 do 4,0 mIU/l dla dorosłej osoby. Ale należy zwrócić uwagę, że wartości referencyjne nie są wartościami stałymi. Ich wielkość zależy od wielu czynników: wieku, płci i użytej metody oznaczenia.

Tarczycą to nieparzysty gruczoł wydzielania wewnętrznego występujący u kręgowców. Wytwarza hormony trójiodotyroninę (T3), tyroksynę (T4) i kalcytoninę, wpływając na metabolizm i gospodarkę wapniowo-fosforową organizmu. Tarczycą należy do dużych gruczołów człowieka, ważąc od 30 do 60 g. Może się powiększać w trakcie ciąży. Jej wielkość zmienia się także w zależności od cyklu miesięczkowego.

Czułość testu TSH wynosi 5 µIU/ml

Wielkość opakowania:

- 25 testów kasetowych
- 25 pipet jednorazowych
- 1 instrukcja obsługi

Próbka:

- krew pełna,
- surowica,
- osocze

