

Link do produktu: <https://redmed.pl/tuberculosis-iggigm-test-kasetowy-przeciwcial-gruzlicy-30-szt-p-400.html>

Tuberculosis IgG/IgM - Test kasetowy przeciwciał gruźlicy - 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	322003N-30
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania i różnicowania ludzkich przeciwciał przeciw bakteriom wywołującym gruźlicę (między IgM anti-*Mycobacterium Tuberculosis* (M.TB) a IgG anti-M.TB) w surowicy, osoczu lub krwi pełnej.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernej i nieracjonalnej ich stosowania.

Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) to powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, przenoszona głównie drogą kropelkową, atakując najczęściej płuca, lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Zwykle wywoływana jest przez bakterię zwaną Prątkiem gruźlicy (*Mycobacterium tuberculosis*). Inne typy mykobakterii takie jak *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium canetti* czy *Mycobacterium microti* również wywołują choroby, ale z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności.

Ponad 1/3 ludzkiej populacji jest lub była w przeszłości narażona na zakażenie gruźlicą, ale najczęściej infekcja może pozostać bezobjawowa i pozostawać w uśpieniu. Jednak jedno na dziesięć zakażeń latentnych w późniejszym czasie ulegnie aktywacji i rozwinięciu pełnoobjawową chorobę prowadząc, jeśli nie będzie leczone, do śmierci niemal połowy chorych.

Zawartość opakowania:

- 30 testów kasetowych
- 30 pipet jednorazowych
- 1 bufor (5ml)
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

Próbka: Surowica (30-45 µl), osocze (30-45 µl), krew pełna (40-50 µl)

Czas testu: 15 minut

Czułość: IgM 85,7%, IgG 88,6%

Swoistość: IgM 96,5%, IgG 96,5%

Cut-off: niedostępny

Przechowywanie: 2° C do 30° C