

Link do produktu: <https://redmed.pl/u-500-czytnik-moczowych-paskow-reakcyjnych-p-576.html>

U 500 - Czytnik moczowych pasków reakcyjnych

Cena	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	NDL40002
Kod producenta	40002

Opis produktu

Analizator pasków testowych na mocz U500 jest półautomatycznym fotometrem refleksyjnym, który analizuje oraz interpretuje intensywność koloru pola reakcyjnego paska testowego na mocz. Zapisuje do 2000 wyników testów.

Analizator U500 z wydajnością do 500 próbek na godzinę jest idealnym urządzeniem do zastosowania w klinikach oraz dużych laboratoriach.

Urządzenie jest łatwe w użyciu dzięki przejrzystemu ekranowi dotykowemu. Posiada możliwość przeniesienia danych w łatwy sposób na komputer PC. Dużą zaletą analizatora jest automatyczna kalibracja, znormalizowane i powtarzalne wyniki.

Urządzenie działa tylko z paskami dostępnymi w tym sklepie.

Analizator odczytuje wyniki następujących parametrów :

- kwas askorbinowy,
- bilirubina,
- krew,
- glukoza,
- ketony,
- leukocyty,
- azotyny,
- poziom pH,
- białko,
- ciężar właściwy,
- urobilinogen.

Zestaw zawiera:

- U500 Analizator moczu
- podajnik pasków testowych
- papier do drukarki
- bezpieczniki (2.0A)
- kabel zasilający
- instrukcja szybkiego startu
- instrukcja obsługi

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r