

Link do produktu: <https://redmed.pl/uasure2-paski-testowe-do-pomiaru-kwasu-moczowego-we-krwi-25-szt-pakowane-w-indywidualne-folie-apex-biotechnology-corp-p-1754.html>



UASure2 – paski testowe do pomiaru kwasu moczowego we krwi 25 szt. pakowane w indywidualne folie Apex Biotechnology Corp.

Cena	69,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	APXS5640955
Kod producenta	5640955
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Paski do pomiaru kwasu moczowego we krwi UASure2 zostały zaprojektowane specjalnie do ilościowego pomiaru kwasu moczowego we krwi pełnej w połączeniu z analizatorem kwasu moczowego we krwi UASure2.



Opakowanie 25 testów.

Paski pasują wyłącznie do nowego modelu UASure 2

Paski testowe UASure II są pojedynczo zamknięte w hermetycznych opakowaniach foliowych, aby chronić przed światłem i wilgocią, zapewniając maksymalny czas przechowywania. Żywotność każdego paska jest do 10 razy dłuższa niż porównywalnych pasków, które nie zostały pojedynczo uszczelnione.

Każde pudełko zawierające 25 indywidualnie zapakowanych pasków, jest dostarczane z własnym kodem chipowym, który umieszcza się z boku miernika. Chip kodujący jest kalibrowany do każdego pudełka pasków, aby zapewnić maksymalną dokładność testowania.

Regularne badania przesiewowe i długoterminowa kontrola stężenia kwasu moczowego we krwi są ważne w wykrywaniu bezobjawowej hiperurykemii; stan chorobowy, który może przyczynić się do niektórych chorób nerek, a jeśli zostanie zignorowany, może również prowadzić do rozwoju pierwotnej i wtórnej dny moczanejowej.

System UASure 2 to nowoczesne narzędzie mierzenia kwasu moczowego dla pracowników służby zdrowia i użytkowników indywidualnych, zapewnia wygodę przenośnego urządzenia i łatwą obsługę do samodzielnego monitorowania kwasu moczowego we krwi.