

Link do produktu: <https://redmed.pl/uqc-zestaw-kontrolny-level-1-i-2-do-paskow-do-analizy-moczu-p-574.html>



UQC Zestaw kontrolny Level 1 i 2 do pasków do analizy moczu

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL41008
Kod producenta	41008

Opis produktu

Zestaw kontrolny UQC Level 1 i 2 jest przeznaczony do walidacji wizualnie ocenianych pasków do analizy moczu i/lub czytnika wyników pasków do analizy moczu. Aby zapewnić stałą wydajność pasków do analizy moczu oraz odpowiednich urządzeń do oceny, wyniki należy porównać z oczekiwanymi wartościami.

Zestaw kontrolny jest dostępny na dwóch poziomach, każdy z innym stężeniem analitu i jest gotowy do użycia do rutynowego monitorowania analizy moczu.

Płyny kontrolne są wykorzystywane w celu walidacji pasków testowych. W celu zapewnienia poprawnego działania pasków testowych do analizy moczu, wyniki należy porównać z oczekiwanymi rezultatami płynów kontrolnych. Płyny kontrolne są dostępne na 2 poziomach i są gotowe do rutynowego monitorowania analizy moczu.

Opakowanie zawiera:

1 fiolka poziom 1 - 15 ml
1 fiolka poziom 2 - 15 ml
instrukcja obsługi

- Przechowywanie i wysyłka w temperaturze 2-8°C. Nie zamrażać
- Kontrole są stabilne do daty ważności wydrukowanej na etykiecie, jeśli są przechowywane w temperaturze 2-8°C.
- Po otwarciu wszystkie odczynniki zachowują stabilność przez 30 dni w temperaturze 15-30°C lub do upływu daty ważności w temperaturze 2-8°C, jeśli są szczelnie zamkniętą pokrywką.

Oznaczenie rodzaju testu do badania moczu w zależności od badanego parametru.

>>

Parametr	<u>UG</u>	<u>UGP</u>	<u>U2</u>	<u>U3</u>	<u>U4</u>	<u>U5B</u>	<u>U8SG</u>	<u>U10SL</u>	<u>11M</u>	<u>U13</u>
Kwas askorbinowy									X	X
Bilirubina								X	X	X
Krew					X	X	X	X	X	X
Kreatynina			X							X
Glukoza	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Ketony						X	X	X	X	X
Leukocyty							X	X	X	X
Albumina			X							X
Azotyny							X	X	X	X
pH				X	X	X	X	X	X	X
Białko		X		X	X	X	X	X	X	X
Ciepota właściwa							X	X	X	X
Urobilogen								X	X	X

