

Link do produktu: <https://redmed.pl/vario-photometer-plus-dp-550-zaawansowany-fotometr-biochemiczny-p-1794.html>



Vario Photometer plus DP 550 – zaawansowany fotometr biochemiczny

Dostępność	Na zamówienie - do 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Producent	.Diaglobal

Opis produktu

Nowy fotometr Vario Photometer plus DP 550 może zmierzyć przydatne parametry w diagnostyce medycznej lub medycynie sportowej.

Głównym zastosowaniem analizatora jest diagnostyka wydajności w celu kontroli treningu w sportach wyczynowych. Analizator umożliwia pomiar m.in: kinazy kreatynowej, glukozy, mleczanu, kwasu moczowego i hematokrytu.

Znajduje, również, zastosowanie w gabinetach lekarskich i laboratoriach przy oddziałach ratunkowych. Może też być przydatny w sytuacji utrudnionego, szybkiego dostępu do laboratorium medycznego.

Możliwość badania 19 parametrów jednym urządzeniem z krwi włośniczkowej, pełnej, surowicy, osocza (w zależności od rodzaju badania) :

Bilirubina
Bilirubina noworodkowa
Erytrocyty
Glukoza
Hemoglobina HiCN
Hemoglobina SLS
Hematokryt
Kwas mlekowy
Kwas mlekowy- szybki
CK (krew)
CK (Surowica/Osocze)
Cholesterol
Kreatynina
HDL-Cholesterol
Aminotransferaza asparaginianowa GOT
Aminotransferaza alaninowa GPT
Trójglicerydy
Mocznik
Kwas moczowy

System przeznaczony szczególnie dla:

- klubów sportowych
- oddziałów ratunkowych
- przychodni i gabinetów lekarskich
- laboratoriów medycznych
- ośrodków medycyny sportowej
- ośrodków rehabilitacji
- klubów fitness
- praktyk weterynaryjnych

Dzięki małym rozmiarom i masie Vario Photometer plus DP 550 może być wykorzystany jako przenośne urządzenie do szybkiej diagnostyki.

Urządzenie zapisuje wszystkie wyniki.

Fotometr plus DP 550 ma prostą i szybką obsługę przy wykonywaniu procedury badania.

Parametr	Oznaczenie	Objętość próbki	Rodzaj próbki		Osocze	Dodat. Przybory	
			Krew kapilarna/żylna	Surowica		Mini Wirówka	Podgrzewacz próbek
Bilirubina	BIL 142	100 µL	○	●	●	○	○
Bilirubina noworodkowa		20 µL	●	●	●	●	○
Erytrocyty	ERY 142	10 µL	●	○	○	○	○
Glukoza	GLU 142	10 µL	●	●	●	○	○
Hemoglobina HiCN	HB 142	10 µL	●	○	○	○	○
Hemoglobina SLS	HB 342	10 µL	●	○	○	○	○
Hematokryt	HCT 142	10 µL	●	○	○	○	○
Kwas mlekowy	LAC 142	10 µL	●	○	●	○	○
Kwas mlekowy-szybki	LAC 342	10 µL	●	○	●	○	○
CK (krew)	CK 321	60 µL	●	●	●	●	●
CK (Surowica/ Osocze)	CK 121	20 µL	○	●	●	○	●
Cholesterol	CHO 142	10 µL	●	●	●	○	○
Kreatynina	KRE 121	500 µL	○	●	●	○	●
HDL-Cholesterol	HDL 342	60 µL	●	●	●	●	○
Aminotransferaza asparaginianowa GOT	GOT 442	50 µL	○	●	●	○	●
Aminotransferaza alaninowa GPT	GPT 442	50 µL	○	●	●	○	●
Trójglicerydy	TRI 142	10 µL	●	●	●	○	○
Mocznik	HST 321	20 µL	●	●	●	●	○
Kwas moczowy	HSR 342	100 µL	○	●	●	○	○

W zestawie z Vario Photometer plus DP 550

- zasilacz sieciowy