

Link do produktu: <https://redmed.pl/waaler-rose-test-aglutynacji-lateksowej-50-sztuk-p-1491.html>

Waaler-Rose - test aglutynacji lateksowej - 50 sztuk

Czas wysyłki

Zadzwoń 32 720 62 10

Numer katalogowy

795017

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test Waaler-Rose jest testem szkiełkowym hemaglutynacji do jakościowego i pół-ilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w ludzkiej surowicy. Test ten służy jako środek pomocniczy w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernej i nieracjonalnej ich stosowania.

Zestaw zawiera:

- 2,5 ml Waaler-Rose
- 1 ml kontroli pozytywnej
- 1 ml kontroli negatywnej
- 8 jednorazowych szkiełek
- 25 mieszańców

Do wykonania testu potrzebna jest wstrząsarka.