

Link do produktu: <https://redmed.pl/wielofunkcyjny-bezdotykowy-termometr-kt-50-pro-p-529.html>

Wielofunkcyjny bezdotykowy termometr KT-50 PRO

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	KT-50
Producent	Kardio-Test Medical
Zadzwoń i zamów:	: +48322490070

Opis produktu

Termometr wykorzystujący podczerwień do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała, a także innych powierzchni. Taki termometr nie jest inwazyjny, dzięki czemu jest wygodniejszy i łatwiejszy w użyciu w porównaniu do tradycyjnych termometrów. Umożliwia pomiar bez kontaktu ze skórą, co nie powoduje dyskomfortu u małych dzieci, szczególnie w momencie gdy dziecko śpi.

Cechy

- Urządzenie do pomiaru temperatury dowolnej powierzchni
- Pomiar wykonywany jest przy użyciu dokładnej sondy Heimann
- Posiada funkcję alarmu w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury ciała
- Posiada funkcję pamięci służącą do zapamiętania 64 wyników pomiarów
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Do wyboru skala Fahrenheita oraz Celsjusza
- Termometr automatycznie wyłącza się gdy nie jest używany
- Mały rozmiar, wygodny w obsłudze
- Do wyboru pomiar temperatury na czole oraz powierzchni do 110°C i emisyjności równej 0,95

Termometr KT-50 PRO charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiarów, co zostało potwierdzone badaniami klinicznymi. Pomiar trwa zaledwie 1 sekundę, a wynik można łatwo odczytać z ekranu LCD. Funkcja pamięci termometru pozwala na odczyt ostatnich 64 wyników po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego plastiku, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Niewielki rozmiar pozwala nam zabrać termometr wszędzie. Przed użyciem termometru należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu poprawnego dokonania pomiaru.

Specyfikacja

- Czas pomiaru: 0,5 sekundy
- Zakres pomiarów temp. ciała: 35,5°C - 42,9°C / 95,9°F - 109,2°F
- Zakres pomiarów temp. powierzchni: 0°C - 118°C / 32°F - 244,4°F
- Margines błędu: +0,2°C
- Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 3 - 5 cm
- Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na powierzchni: 5 - 4 cm
- Zasilanie: 2x baterie AAA
- Pobór mocy: ≤ 50 mW
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 x 53 x 162 [mm]
- Masa netto: 147 [g] (z bateriami)
- Warunki działania:
 - Temperatura robocza otoczenia: 10°C - 40°C
 - Wilgotność: ≤ 80%
 - Emisyjność: 0,95

W skład zestawu wchodzi: termometr, 2 baterie, instrukcja obsługi w j. polskim, 24 miesięczna gwarancja.